

## Grossesse

*Amajee - Femme Enceinte Grossesse*

## Gel doppler foetal

6.90 €



Le gel pour doppler foetal Tomygel est hypo allergénique, sans odeur, hydrosoluble, l'application de gel est indispensable car les ultrasons circulent mieux dans des milieux liquides que dans l'air. Un complément à votre doppler foetal pour écouter avec précision les battements du coeur de votre bébé et ses premiers mouvements.

### Caractéristiques techniques:

- Conforme aux normes CE
- Neutre pour la peau : pH 6.0~7.0
- Haute viscosité > 600 Pa·s
- Forte conductivité : 12-20 (Ω)

### Conseils d'utilisation:

Appliquer une noisette de gel sur le capteur et/ou sur l'abdomen. Refermer le bouchon après utilisation. Utiliser un lingonnet propre et légèrement humidifié pour nettoyer le gel.

[Informations du vendeur](#)